

Integrated Valve Tissue Expanders

by EUROSILICONE®

Ürüne Genel Bakış

- Anatomik form, orta dokulu yüzey.
- Tekrar kullanılabilir ve ergonomik şekilli dış lokasyon aparatı.
- Sızdırmazlık teknolojisine sahip geniş injeksiyon yüzeyi ile kolay saline solüsyon transferi.
- Güçlendirilmiş taban katmanı ile tek yönlü genişleme.

Dış Lokasyon Aparatı (External Location Device)

Ayrıca sipariş edilebilir.

Ürün Kodu: ELD



All device dimensions correspond to the suggested volume.


GCA™ Integrated Valve Tissue Expanders must be filled with a sterile isotonic solution only.

A 21 gauge standard bevel hypodermic needle must be used in order to inflate the device through the injection site.

TE-F3

(F) Full Height

(3) High Projection




Product Code	Width (cm)	Height (cm)	Projection (cm)	Volume (cc)
TE-F3 300	11.0	11.5	5.2	300
TE-F3 400	12.0	12.5	5.6	400
TE-F3 500	13.0	13.5	6.2	500
TE-F3 600	14.0	14.5	6.4	600
TE-F3 700	15.0	15.5	6.8	700
TE-F3 800	15.5	16.0	7.0	800

TE-M3

(M) Moderate Height

(3) High Projection




Product Code	Width (cm)	Height (cm)	Projection (cm)	Volume (cc)
TE-M3 200	10.0	9.5	4.7	200
TE-M3 300	11.0	10.5	5.2	300
TE-M3 400	12.0	11.5	5.6	400
TE-M3 500	13.0	12.5	6.2	500
TE-M3 600	14.0	13.5	6.4	600
TE-M3 700	15.0	14.5	6.8	700

TE-L3

(L) Low Height

(3) High Projection



Product Code	Width (cm)	Height (cm)	Projection (cm)	Volume (cc)
TE-L3 200	10.0	8.5	4.7	200
TE-L3 300	11.5	10.0	5.4	300
TE-L3 400	12.5	11.0	5.9	400
TE-L3 500	13.5	12.0	6.3	500

